



Toll-free:400-611-2007

Order:010-62617225 62979301

Email:zomanbio@126.com

Http://www.zomanbio.com



版本号:2025-11-04

高效多酚多糖植物RNA提取试剂盒

High-efficiencyComplex Plant RNA Kit

目录号: ZP437

试剂盒组成	ZP437-1 50次	ZP437-2 100次
植物裂解液RA	60ml	120ml
RNA回收液RR	30 ml	60 ml
去蛋白液CR	40 ml	30 ml
漂洗液RW	15 ml	2×15 ml
RNase-free ddH ₂ O	10 ml	20 ml
gDNA清除柱	50个	100个
RNA吸附柱	50个	100个
收集管(2 ml)	100个	200个
说明书	1份	1份

■ 客户自备

β -巯基乙醇, 无水乙醇, 氯仿

■ 储存条件

试剂置于室温(15-25°C)干燥条件下可保存12个月; 更长时间的保存可置于2-8°C。

实验室使用, 仅用于科研

北京庄盟国际生物基因科技有限公司
Beijing Zoman Biotechnology Co.,Ltd.



■ 产品简介

本试剂盒采用独特的RNA抽提缓冲液系统。植物裂解液RA高效地裂解细胞和抑制RNase，离心去除多酚多糖和杂质，上清通过乙醇结合使得RNA吸附到基因组DNA清除柱，然后在RNA回收液RR的洗脱下，RNA被选择性滤过。滤过的RNA用乙醇调节结合条件后，RNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤，去蛋白液和漂洗液将细胞代谢物，蛋白等杂质去除，最后RNase-free ddH₂O将纯净的RNA从硅基质膜上洗脱。

■ 产品特点

1. 简单快速：大约30分钟即可获得超纯的植物总RNA。
2. 提取量大：提取得率高，最高能到达75μg。
3. 适用范围广：适用于普通植物和大部分多酚多糖植物。

■ 注意事项：

请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1. 样品应避免反复冻融，否则会导致提取的RNA片段较小且提取量也下降。
2. 若植物裂解液RA中有沉淀，可在65℃水浴中重新溶解，并摇匀后使用。
3. 研磨样品时请按说明书将样品研磨至极细小粉末状，否则会影响RNA得率。
4. 所有的试剂耗材均需要无RNase。

■ 操作步骤(实验前请先阅读注意事项，室温尽量控制在26℃以下)

1. 实验准备：

第一次使用前请先在漂洗液RW瓶加入指定量无水乙醇。（试用装中漂洗液RW已加入乙醇，可直接使用）

取1ml植物裂解液RA至离心管内，再加入4%β-巯基乙醇（1ml RA加40μl β-巯基乙醇）。颠倒混匀后65℃水浴中预热。多个样品按照比例放大。

2. 液氮中研磨新鲜或-80℃冷冻的材料至细粉，立即转移100mg-200mg细粉（水分少的样品如叶片种子等可加100mg，水分多的样品如果实可多加至500mg）加至预热的植物裂解液RA（已加有β-巯基乙醇）中。立即剧烈涡旋30-60秒或者用吸头吹打混匀裂解得到满意匀浆结果。
3. 放回65℃水浴5-10分钟，期间颠倒1-2次。
4. 裂解物取出后加入200μl氯仿，剧烈涡旋30秒，13,000rpm离心2分钟（若裂解物在水浴后直接13,000rpm离心10分钟，上清干净无杂物，可以不添加氯仿）。将上清转移至一个新的1.5ml离心管中。
5. 向上清中加入0.4倍体积的无水乙醇，振荡5秒混匀（加入乙醇后，如果出现明显的沉淀，可减少至0.3倍体积的无水乙醇；果实等含水量高的样品，尝试添加0.5-0.6倍体积的无水乙醇以提高产量）。
6. 将混合物(每次小于720μl，分多次加入)加入一个gDNA清除柱中（清除柱放入收集管中），13,000rpm离心1分钟，弃掉废液。确保离心后液体全部滤过去，膜上没有残留，如有必要，可以加大离心力和离心时间。
7. 将gDNA清除柱放入一个干净2ml离心管内（也可使用新的2ml收集管），在gDNA清除柱内加入500μl RNA回收液RR，13,000rpm离心30秒，收集滤液（RNA在滤液中），加入0.5倍体积的无水乙醇，此时可能出现沉淀，但是不影响提取过程，立即吹打混匀，不要离心。
8. 立刻将混合物(每次小于720μl，分多次加入)加入一个RNA吸附柱中（吸附柱放入收集管中），13,000rpm离心1分钟，弃掉废液。确保离心后液体全部滤过去，膜上没有残留，如有必要，可以加大离心力和离心时间。



9. 加700 μ l去蛋白液CR，室温放置1分钟，13,000rpm 离心30秒，弃掉废液。
10. 加入500 μ l漂洗液RW（请先检查是否已加入无水乙醇！），13,000rpm 离心30秒，弃掉废液。加入500 μ l漂洗液RW，重复一遍。
11. 将RNA吸附柱放回空收集管中，13,000rpm离心2分钟，尽量除去漂洗液，以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
12. 取出RNA吸附柱，放入一个RNase-free 1.5ml离心管中，根据预期RNA产量在吸附膜的中间部位加50-100 μ l RNase-free ddH₂O（事先在65°C水浴加热可提高产量），室温放置1分钟，13,000rpm 离心1分钟，即获得RNA。

DNA酶柱上消化(选做)

1. 按照操作步骤操作，直到做完操作步骤8。
2. 取45 μ l DNase I buffer和5 μ l RNase free DNase I离心管轻轻吹打混匀成工作液（处理多个离心柱子要按照比例放大制备工作液）。注:如果残留DNA过多导致消化不完全，可按比例加大使用酶量来提高消化效果(如90 μ l DNase I buffer和10 μ l RNase free DNase I)。
3. 向RNA吸附柱中加入350 μ l去蛋白液CR，12,000rpm离心30秒，弃废液，将吸附柱放回收集管中。
4. 向RNA吸附柱中央加入50 μ l的DNase I工作液，室温(20-30°C)放置15分钟。注意直接将工作液滴在膜中央上，不要让工作液滴在O型圈或是离心柱管壁上。
5. 向RNA吸附柱中加入350 μ l去蛋白液CR，12,000rpm离心30-60 秒弃废液，将吸附柱放回收集管中。
6. 柱上消化后，继续接着步骤10 ---加入500 μ l漂洗液RW，直至完成。